



**US
DENTAL
DEPOT**

US DENTAL DEPOT

6555 NW 9th Avenue suite 212
Fort Lauderdale 33309
Florida USA

TEL 1 1866 625 5558 – 1 954 874 6325
www.USDENTALDEPOT.com

Paraflex *nuevo*

Paralelómetro de precisión con mesa removible



Preciso, fiable y económico

- Cojinetes de precisión en todas las articulaciones.
- Dos articulaciones horizontales (brazo de doble articulación).
- Superficie de trabajo con doble ajuste vertical.
- Zócalo macizo que proporciona una estabilidad de 360°.
- Mesa removible de precisión para modelos con retención segura del modelo.
- Mesa para modelos y portainstrumentos girable a 360°.
- Soporte de sujeción para modelos giratorio con bloqueo de 0°.
- Posibilidad de utilizar una segunda mesa de trabajo.
- Completo equipamiento básico.
- Óptima relación calidad/precio.

Aparato básico con mesa para modelos, pinza de sujeción 2,35 mm, pinza de sujeción 3 mm, kit de instrumentos con juego de medición Sistema-Ney

Paraskop® M

Aparato para fresados multifuncional



CE

Compacto, preciso y universal.

- Fijación **magnética** de las articulaciones
- El brazo de fresado es un brazo multifuncional
- Palanca para el asentamiento del instrumental
- El control del motor para el fresado está integrado en la base
- Micromotor de hasta 30.000 rev./min. con dispositivo para el cambio rápido de fresas
- Delimitación de la profundidad de taladro con tornillo micrométrico 1/100 mm
- Con posibilidad de conmutación de rotación a la derecha o izquierda
- Ideal para fresar y perforar la cera
- Base de modelado extremadamente sólida y precisa
- Pinola de precisión para el posicionamiento de piezas auxiliares, para medir etc.

- Fijación electromagnética de la base para el modelado
- Amplio equipo de base

WWW.USDENTALALDEPOT.COM