

VIP Universal X-Press





VIP Universal X-Press *Transforma las porcelanas en una verdadera obra de arte....*

Nuevo horno multifuncional para porcelana convencional y prensada. Presenta un control de temperatura de precisión Triple-Axis, una pantalla ancha donde se rastrea toda la información de los programas y el proceso de programas de prensado y porcelana de cocción, un medidor de presión ubicado en la parte de adelante para su fácil observación.

Puede acomodar hasta 15 gramos por anillo de 300 gramos y prensar sobre zirconio, oxido de aluminio y metal. Su sistema de transporte de entrada rápida mantiene los anillos de prensar a una temperatura caliente.

El producto esta diseñado para una multifunción usado con cerámicas de temperatura elevada y todas las porcelanas de baja y alta fusión

VIP Universal X-Press, 110V PN A4040

VIP Universal X-Press, 230V PN A4302

Características

- ✘ Horno de alta temperatura para porcelana prensada/ y convencional
- ✘ Acomoda hasta tres lingotes de prensado (de 5 gramos cada uno, 15 gramos en total)
- ✘ Diseñado para usar con anillos de 100, 200 y 300 gramos
- ✘ Demostración en la pantalla de la posición del embolo durante el prensado
- ✘ Temperatura de precisión Triple-Axis:
 - ✘ Porcelanas de Baja Fusión
 - ✘ Porcelanas de Alta Fusión
 - ✘ Cerámicas de Temperatura elevada
- ✘ Produce porcelana extremadamente preciosa
- ✘ Prensa sobre Zirconio, oxido de aluminio, y metal
- ✘ Contiene una mufla de alta temperatura con multicapas (Tecnología de Cuarzo Cristalizado)



**CARDENT
INTERNATIONAL INC.**

1568 NW 89th Court. Miami, FL 33172 Ph: 305-994-8000

Fax: 305-994-7800

www.cardent.com cardent@bellsouth.net