



**US  
DENTAL  
DEPOT**

**US DENTAL DEPOT**

6555 NW 9<sup>th</sup> Avenue suite 212  
Fort Lauderdale 33309  
Florida USA

USA - 1 1866 625 5558 – 1 954 874 6325

Colombia 57 1 489 9051

Peru 51 1 707 3444

Venezuela 58 212 729 1639

Argentina 54 11 5258 7148 Cba 54 351 569 1409

[www.USDENTALDEPOT.com](http://www.USDENTALDEPOT.com)



Adopta el Standard europeo incluye 1-tiempo de pre vacío. Esteriliza y seca todo tipo de instrumentos y sustancias de la manera más confiable, libra el aire de cada área de cualquier instrumento.

**Temperatura esterilizando:** 121 y 134 grados.

**Cerradura de la puerta:** doble cierre controlado.

**Procedimiento:** el secado del vacío es realizado de manera automática con puerta cerrada.

**Seguridad:** ofrece una Válvula de Descarga de presión que informa diagnosticando y actuando en el sistema de alarma.

**Sistema de suministro de agua:** Reservorio de 3.5 L de agua destilada para uso y 5 litros el depósito de agua ya utilizada para ser eliminada con relación a las leyes ambientales.

**Voltaje:** 220V±10% 50/60Hz.

**Recipientes de los instrumentos:** 3 bandejas.